

一、东亚液氮罐（存储型）

型号	产品简介
YDX-2.5F	容积：2.5 L 口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥20；有皮革保护套，标配提筒数量：1-Φ36×120
YDS-2-35	容积：2 L 口径：35 mm；静态液氮保存天数：≥28；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ25×120
YDS-3	容积：3 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥28；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-3-125	容积：3 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥6；有皮革保护套
YDS-5-200	容积：5 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥3；有皮革保护套
YDS-6	容积：6 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥53；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-10	容积：10 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥88；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-10-80	容积：10 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥50；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ63×120
YDS-10-125	容积：10 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥24；有皮革保护套
YDS-10-200	容积：10 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥12；有皮革保护套
YDS-13-125	容积：13 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥32；有皮革保护套
YDS-15	容积：15 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥123；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-20	容积：20 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥168；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-30	容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥220；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-30-80	容积：30 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥150；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ63×175
YDS-30-125	容积：30 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥95；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ95×175
YDS-35	容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥240；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-35-80	容积：35 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥160；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ63×175
YDS-35-125	容积：35 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥105；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ95×175
YDS-35-200	容积：35 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥60；有皮革保护套，标配提筒数量：1-Φ180×270
YDS-80-200	容积：80 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥90；有皮革保护套
YDS-100-125	容积：100 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥180；有皮革保护套
YDS-100-200	容积：100 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥132；有皮革保护套
YDS-110-290F	容积：110 L；口径：290 mm；静态液氮保存天数：≥80；有皮革保护套
YDS-400-300 (广口全不锈钢)	有效容积：400 L；口径：300mm；液氮保存天数：≥90，外径：1108 mm；高度：1100 mm；空重：360kg；满重：684kg，大筒数量：42；小筒数量：126
YDS-30T(带液氮泵)	有效容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥90，配 YDB-4B 自压式液氮泵
YDS-35T(带液氮泵)	有效容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥100，配 YDB-4B 自压式液氮泵
YDS-50T(带液氮泵)	有效容积：50 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥110，配 YDB-4B 自压式液氮泵
YDB-4 液氮泵	输液量≥4 L/Min，工作压力≤0.05Mpa，配不锈钢输液管另加 300 元，有阀门、压力表、安全阀
YDZ-50(自增压)	有效容积：55 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤2%
YDZ-100(自增压)	有效容积：110 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1.3%
YDZ-160(自增压)	有效容积：170 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1.2%
YDZ-200(自增压)	有效容积：220 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1%
YDZ-250(自增压)	有效容积：275 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1%
YDZ-300(自增压)	有效容积：330 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤0.9%
YDZ-500(自增压)	有效容积：500 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤0.9%

二、东亚液氮罐（生物贮存运输两用容器）

型号	产品简介
YDS-10B	容积：10 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥58；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-13B	容积：13 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥65；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-15B	容积：15 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥84；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-20B	容积：20 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥102；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120

YDS-30B	容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥138；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-30B-80	容积：30 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥90；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ63×175
YDS-30B-125	容积：30 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥70；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ95×175
YDS-35B	容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥146；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-35B-80	容积：35 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥115；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ63×175
YDS-35B-125	容积：35 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥88；有皮革保护套，标配提筒数量：3-Φ95×175
YDS-50B	容积：50 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥180；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ36×120
YDS-50B-80	容积：50 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥135；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ63×175
YDS-50B-125	容积：50 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥115；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ95×175
YDS-50B-200	容积：50 L；口径：200mm；静态液氮保存天数：≥70；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：1-Φ180×270

三、东亚液氮罐（工业用冷装配容器、材料低温改性出理容器）

型号	产品简介
YDS-110B-440	有效容积：110 L；口径：440 mm；外径：550 mm；高度：1130 mm
YDS-340-300	有效容积：340 L；口径：300 mm；外径：1108 mm；高度：1030 mm
YDS-400-300	有效容积：400 L；口径：300 mm；外径：1108 mm；高度：1100 mm
YDS-500-300	有效容积：500 L；口径：300 mm；外径：1108 mm；高度：1230 mm

四、东亚液氮罐附件

产品名称	型号	产品简介
细管蒸熏槽	LDC	液氮每小时耗损≤10升，全不锈钢
细管托架	XGI 176	0.25ml，全不锈钢
细管托架	XGI 103	0.25ml，全不锈钢
细管托架	XGI 103	0.5ml，全不锈钢
安瓶夹子	PJ1×5	马立克疫苗用，防锈铝合金，安瓶直径φ10.5mm，高度<57mm
提筒	3升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×120
提筒	6、10升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×120
提筒	13升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×270
提筒	15升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×120
提筒	30、35升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×120
提筒	30、35升	口径：80 mm，提筒规格：Φ63×175
提筒	30、35升	口径：125 mm，提筒规格：Φ95×175
提筒	30、35升	口径：125 mm，提筒规格：Φ95×270
提筒	30、35升	口径：125 mm，提筒规格：双层：外Φ95×270内Φ95×135
提筒	30、35升	口径：200 mm，提筒规格：Φ180×270
提筒	50升	口径：50 mm，提筒规格：Φ36×120
提筒	50升	口径：80 mm，提筒规格：Φ63×175
提筒	50升	口径：125 mm，提筒规格：Φ95×175
提筒	50升	口径：125 mm，提筒规格：Φ63×175
提筒	50升	口径：125 mm，提筒规格：双层：外Φ95×270内Φ95×135
提筒	50升	口径：200 mm，提筒规格：Φ180×270
提筒	100升	口径：125 mm、200 mm、290 mm；提筒规格：Φ95×270
瓶塞	3升	适合液氮容器口径：50 mm
瓶塞	6、10升	适合液氮容器口径：50 mm
瓶塞	13升	适合液氮容器口径：50 mm
瓶塞	15升	适合液氮容器口径：50 mm
瓶塞	30、35升	适合液氮容器口径：50 mm

产品名称	型号	产品简介
瓶塞	30、35 升	适合液氮容器口径：80 mm
瓶塞	30、35 升	适合液氮容器口径：125 mm
瓶塞	30、35 升	适合液氮容器口径：200 mm
瓶塞	50 升	适合液氮容器口径：50 mm
瓶塞	50 升	适合液氮容器口径：80 mm
瓶塞	50 升	适合液氮容器口径：125 mm
瓶塞	50 升	适合液氮容器口径：200 mm
瓶塞	100 升	适合液氮容器口径：125 mm
瓶塞	100 升	适合液氮容器口径：200 mm
瓶塞	100 升	适合液氮容器口径：290 mm
保护套	3 升	适合液氮容器口径：50 mm
保护套	6、10 升	适合液氮容器口径：50 mm
保护套	13 升	适合液氮容器口径：50 mm
保护套	15 升	适合液氮容器口径：50 mm
保护套	30、35 升	适合液氮容器口径：50 mm、80 mm、125 mm、200 mm
保护套	50 升	适合液氮容器口径：50 mm、80 mm、125 mm、200 mm
保护套	100 升	适合液氮容器口径：125 mm、200 mm、290 mm
抽屉冻存架 (冻存管专用)	每层装 20/25/40/64/81 支 方格内腔尺寸： 14.5mm×14.5mm 层高：45、50、55、60mm 层数可根据用户要求而定	20 支，底层 60，每递增一层 30
		25 支，底层 70，每递增一层 35
		40 支，底层 100，每递增一层 60
		64 支，底层 160，每递增一层 90
		81 支，底层 200，每递增一层 100

五、冻存管冻存架

每盒放 2ml 冻存管	20 支	25 支	40 支	64 支	81 支
1 层冻存架每套 (人民币)	160	170	200	260	300
2 层冻存架每套 (人民币)	290	305	360	450	500
3 层冻存架每套 (人民币)	220	240	320	440	500
4 层冻存架每套 (人民币)	250	275	380	530	600
5 层冻存架每套 (人民币)	280	310	440	620	800
6 层冻存架每套 (人民币)	310	345	500	710	800
7 层冻存架每套 (人民币)	340	380	560	800	900
8 层冻存架每套 (人民币)	370	315	520	790	1100
9 层冻存架每套 (人民币)	400	450	680	980	1200

附注：YDS 和 YDS(B)系列所有型号均可以配成翻盖内塞式液氮生物容器

口径 (mm)	Φ50	Φ80	Φ125	Φ200	Φ290
在原来价格上增加 (人民币)	100 元	150 元	300 元	350 元	500 元